



700097, To'shkent, Halqlar Do'stligi ko'chasi, 46-uy  
Ma'lumot uchun telefon 278-59-46

H.46 Halqlar Dustligi, Tashkent, 700097  
Telefon 278-59-46

02.08.05 № 05-8/1929

№ ga \_\_\_\_\_

Директору ООО  
«Keramika sintez»  
Р.Н.Латипову

На Ваше письмо за № 31/-7 от 31 июля сообщаем следующее.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности и охраны здоровья человека при использовании прибора «Керамические инфракрасные излучатели» были проведены исследования этого прибора при работе в разных режимах (в зависимости от используемого излучателя, а так же возможного воздействия от электропреобразователя), отраженные в Заключение № 5-8//1337 от 01.08.05 г., а так же отражен его положительный эффект в качестве местно обеззараживающего воздействия.

Что касается вопроса: кем должны производиться и когда исследования по п.2.4, 2.5, 2.7 :

- п.2.3, 2.5 – по этим пунктам исследования проводятся в процессе производства излучателей, при проведении госсаннадзора по соблюдению санитарных требований и охране труда работающих, а так же могут производиться при первом требовании администрации предприятия;
- по п.2.4 – сообщаем, что СанПиН 0032-94, на который была дана ссылка, уже был отменен в 2001 году, поэтому исследования с учетом его требований не проводились;
- по п.2.7 – СанПиН 0015-94 был отменен в 2004 году, кроме того, в нем отражаются ПДК химических веществ в атмосферном воздухе, а не ПДУ физических факторов (электромагнитные поля и инфракрасные лучи) в помещениях (в данном случае в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях).
- п.2.8 – касается утилизации и складирования, отработавших свой срок приборов и отношения к гигиенической сертификации не имеет.

Дубликат Протокола № 3 от 23 февраля 2005 года прилагается.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

С.Б.ШОУМАРОВ

Исп. Трофимова Е.В.  
Миршина О.П.



Тартип сони	Эскиздатиги нуқта лар тартип сони	Ылчашыткээзилгата жой	Манбадан ылчаш нуштасига ча былган оралищ М	Полдан ылчаш нуштасига ча былган оралищ М	Иш куни давомида ЭММ былинган вацт	Электромагнит майдони кучланиши				Шувватни йыналиш зичлиги	
						Электр быйича ташкил этувчиси В/М	Ылп шыйилага диган меёрый	Ылчанган кырсаткыч	Магнит быйича ташкил этувчиси А/М	Ылчанган кырсаткыч	Ылп шыйилага диган меёрый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электропреобразователь											
	С правой стороны		0,1		8	НЧП	30				
	С левой стороны					НЧП					
	С лицевой стороны					НЧП					
	С задней стороны					НЧП					
	С верхней стороны					НЧП					
Излучатели керамические											
	Излучатель AV(RC.RV.MC)		0,1		8	НЧП	30				
	Излучатель BM(GL.AF)					НЧП					
	Излучатель СК(KL.KB.KH)					НЧП					
	Излучатель DS(ZB.AK.AV)					НЧП					

Улчашни утказди \_\_\_\_\_ инж. В. А. Бараников

ХУЛОСА: Уровни электромагнитных полей исследованных приборах ниже чувствительности прибора.

Санитарный врач \_\_\_\_\_ О. П. Миршина





Узбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги		БХУТ быйича КТРК быйича
Муассасанинг номи РесЦГСЭН МЗ РУз		Тиббий хужжат формаси –333/х УзР ССВ 2000 йил 29 май 283 сонли буйруқ билан тасдиқлаган

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОНИ КУЧЛАНИШИНИ УЛЧАШДАГИ 3 СОНЛИ

## ПРОТОКОЛ

« 23 » « февраля » 2005й.

- 1 Улчов утказилган жой НПЦ «Keramika Sintez»  
( объект манзили, номи, былим, цех ва бошчалар)
- 2 Шу ташкилот ходими иштирок этганлиги электорпреобразователь и 4 излучателя
- 3 Лавозими Директор Фаттахов А.А.  
(исми шарифи)
- 4 Улчашда ишлатилган анжомла НФМ-1 №3631  
( номи, маркаси, инвентар сони)

5. Давлат назоратидан ытганлиги =ашидаги маълумот №34 январь 2005 г  
(сана, шаходатнома сони)

6. Улчаш ва хулоса берилиши шайси асословчи хужжат асосида ытказилди. СанПиН №0099-00 Сан.нормы и правила для медицинского персонала, работающего на физиотерапевтических аппаратах УВЧ-СВЧ-диапазонов; СанПиН №0096-00- Доп.уровни электромагнитных полей радиочастот. ГОСТ 12.1.006-84. Доп.уровни электромагнитных полей радиочастот  
(Санаб ытилади)

7. Улчаш ытказилган хона эскизи, электромагнит нурланиши манбаси ва бошща асбоб ускуналар жойланиши =амда ылчаш нушталари кырситилган холда.